



AJUDANDO A SALVAR VIDAS

Cyberlife


**Como começar a usar
nossa solução?**

link do site

Área financeira

1 - No rodapé do nosso site você encontrará um link para o simulador financeiro, onde é possível fazer um orçamento sem precisar entrar em contato conosco.

The image displays two screenshots of the Cyberlife website. The top screenshot shows the 'CONTATO' (Contact) page, which includes contact information on the left and a form with fields for 'NOME', 'EMAIL', and 'TELEFONE', followed by an 'ENVIAR' button. Below the form is a link that says 'Clique para acessar o simulador financeiro'. The bottom screenshot shows the 'Simulador financeiro' (Financial simulator) page. It features a 'Calculador' button and a section titled 'Funcionamento das Taxas' (Tax operation) which lists costs for boxes, site usage, and discounts.

Cyberlife 

Home Quem somos Como Funciona Contato

CONTATO

ENDEREÇO
RUA HADDOCK LOBO, 594
SÃO PAULO - SP

EMAIL
CYBERLIFEHEALTHCARE@GMAIL.COM


TELEFONE
(11) 98613-6555


NOME

EMAIL

TELEFONE

ENVIAR


 [Clique para acessar o simulador financeiro](#)



Simulador financeiro

Quantidade de caixas isotérmicas:
Ex: 300

Calcular

Cyberlife 

Funcionamento das Taxas

Custo das caixas:
O aluguel de uma caixa com o sensor custará R\$1000,00 mensais.


Custo do site:
A taxa de uso do nosso site de monitoramento, armazenamento e consulta de dados será de R\$2500,00 mensais.

Descontos:
A partir de 10 caixas terá um desconto de 5% no valor final.

2 - Após decidir qual será o valor da sua solução você entrará em contato, para que seja feito o contrato e a criação da sua conta.

Como ter acesso a nossa solução?

1 - Primeiro entre em contato conosco através da área de contato que está no rodapé do nosso site.



The image shows a contact form with a green header and a dark blue body. The header contains the word "CONTATO" in white. The body is divided into two columns. The left column contains contact information: "ENDEREÇO" (RUA HADDOCK LOBO, 594, SÃO PAULO - SP), "EMAIL" (CYBERLIFEHEALTHCARE@GMAIL.COM), and "TELEFONE" ((11) 98613-6555). The right column contains a form with three input fields labeled "NOME", "EMAIL", and "TELEFONE", and a button labeled "ENVIAR".

2 - Assine o contrato com a nossa empresa para que possamos criar sua conta.

3 - Após ter sua conta realize o login, e assim sua empresa poderá cadastrar quantos usuários desejar na pagina de cadastro de novos usuários da sua conta de administrador.

3. A - Pagina de login



4 - Depois que os novos usuários estiverem criados, basta eles logarem na pagina de login para terem acesso as funcionalidades da nossa solução.

Como usar a nossa solução?

1 - Após logados os usuários poderão ir até a área de monitoramento para informar os órgãos que serão transportados e a duração do trajeto e ver a situação do órgão armazenado.

1 - Local onde esses dados são informados.



The image shows two UI elements. On the left is a form with two dropdown menus: 'Selecione a caixa' (with '-SELECIONE-' as an option) and 'Selecione o órgão' (with '-SELECIONE-' as an option). Below these are two date-time input fields labeled 'Inicio' and 'Fim', both with example values 'Ex: 2000/04/15 12:01:36'. A green 'OK' button is at the bottom. On the right is a red rectangular box with the text 'MENSAGEM DE ALERTA' at the top.

2 - Caso o alerta dessa página esteja em amarelo ou vermelho entrar em contato com o responsável pelo trajeto dessa caixa.

3 - Como administrador você poderá ter acesso ao monitoramento de todas as caixas, podendo ter maior controle do que está acontecendo.



Informações sobre a caixa térmica

- 1 - Na realização do contrato você como cliente nos informará a quantidade de caixas térmicas que serão necessárias para sua empresa.
- 2 - As caixas são equipadas com sensores de temperatura para que sejam feitos os monitoramentos necessários.
- 3 - Caso alguma caixa seja danificada nosso suporte tomará as devidas providências.